

# MAX Print

Material Premium de impresión

*Premium printing material*

Alginato *Alginate*



Elástico  
*Elastic*



Preciso  
*Precise*



Resistente  
*Resistant*

**MDC**<sup>®</sup>  
DENTAL

[www.dental.com.mx](http://www.dental.com.mx)



# MAX Print

## ALTO DETALLE DE REPRODUCCIÓN

### HIGH REPRODUCTION DETAIL



#### Max Print Cyan

Siliconizado / Siliconized

- ▶ Clohexidina (antiséptico)
- ▶ Baja polución
- ▶ Siliconizado
- ▶ Resistente más de 10 kg x cm2
- ▶ Alta reproducción de detalle 0.025 mm
- ▶ Tixotrópico (no escurre)
- ▶ Aroma cereza
- ▶ Color azul ultramar

**Tiempo de gelificado:**  
▶ Tipo I: 2', Tipo II: 3'

**Aplicaciones:**

- ▶ Prótesis fija
- ▶ Prótesis removible y esqueléticos
- ▶ Impresiones de precisión

- Chlorhexidine (antiseptic)
- Powder-free Alginate Siliconized
- Pressure resistant up to 10 kg per cm2
- Produces print detail of up to 0.025 mm
- Thixotropic (does not run)
- Cherry scented
- Navy blue color

**Time:** Type I: 2', Type II: 3'

**Application:**

Fixes prosthesis, For removable and skeletal prosthetics, High precision prints.

#### Max Print Regular

Todo propósito / All purpose

- ▶ Baja polución
- ▶ Resistente más de 9 kg x cm2
- ▶ Alta reproducción de detalle 0.050 mm
- ▶ Tixotrópico (no escurre)
- ▶ Aroma cereza
- ▶ Color azul

**Tiempo de gelificado:**  
▶ Tipo I: 2', Tipo II: 3'

**Aplicaciones:**

- ▶ Prótesis removible y esqueléticos
- ▶ Antagonistas en prótesis fija y removible

- Powder-free Alginate
- Pressure resistant up to 9 kg per cm2
- Produces print detail of up to 0.050 mm
- Thixotropic (does not run)
- Cherry scented
- Blue

**Time:** Type I: 2', Type II: 3'

**Application:**

For removable and skeletal prosthetics, Antagonist in fixed and removable prostheses.

#### Max Print Cromático

Cambio de color / Color change

- ▶ Baja polución
- ▶ Resistente más de 6 kg x cm2
- ▶ Reproducción de detalle 0.050 mm
- ▶ Cremoso y de fácil uso
- ▶ Tixotrópico (no escurre)
- ▶ Aroma menta
- ▶ Color cromático 3 fases

**Tiempo de gelificado:**  
▶ Tipo I: 2' 05"

**Aplicaciones:**

- ▶ Prótesis removible y esqueléticos Antagonistas en prótesis fija y removible

- Powder-free Alginate
- Pressure resistant up to 6 kg per cm2
- Produces print detail of up to 0.050 mm
- Creamy and easy to use
- Thixotropic (does not run)
- Mint scented
- Chromatic 3 phases

**Time:** Type I: 2' 05"

**Application:**

For removable and skeletal prosthetics, Antagonist in fixed and removable prostheses.

#### Bio Jel

- ▶ Baja polución
- ▶ Resistente más de 8 kg x cm2
- ▶ Alta reproducción de detalle 0.050 mm
- ▶ Tixotrópico (no escurre)
- ▶ Aroma chabacano
- ▶ Color blanco

**Tiempo de gelificado:**  
▶ Tipo I: 2' 10", Tipo II: 3' 30"

**Aplicaciones:**

- ▶ Prótesis removible y esqueléticos Antagonistas

- Powder-free Alginate
- Pressure resistant up to 8 kg per cm2
- Produces print detail of up to 0.050 mm
- Thixotropic (does not run)
- Apricot scented
- White

**Time:** Type I: 2', Type II: 2'30"

**Application:**

For removable and skeletal prosthetics, Antagonist in fixed and removable prostheses.



Guadalajara (Matriz)  
Industria del Plástico 2113  
Fracc. Industrial Zapopan, Norte  
Zapopan, Jalisco, México.  
mdc@dental.com.mx  
+52 (33) 3833-0333

CDMX  
Alzate 118, Eje 1 Norte  
Col. Santa María de la Rivera  
Delegación Cuauhtémoc  
mdcmex@dental.com.mx  
+52 (55) 5547-4747

Estados Unidos  
17800 S. Main St. 201  
Gardena CA, USA 90248  
customerservice@mdcdental.com  
011 (310) 352 6980